

Link do produktu: <https://higienadent.com/system-wiazacy-kerr-optibond-solo-plus-3ml-p-2030.html>



## System wiążący Kerr OptiBond Solo Plus 3ml

Cena	<b>118,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Producent	<b>Kerr</b>

### Opis produktu

**OptiBond Solo Plus jest jednobutelkowym systemem wiążącym typu total-etch, przeznaczonym do uniwersalnego użycia w procedurach bezpośrednich i pośrednich.** Materiał oparty jest na etanolu i zawiera 15% wypełniacza o zoptymalizowanej średnicy 0,4  $\mu$ , który wnika do kanałków zębinowych na głębokość znacznie większą od cząstek wypełniacza zawartych w innych systemach wiążących. Oznacza to większą siłę i stabilność połączenia w technikach bezpośrednich i pośrednich, w porównaniu z innymi systemami wiążącymi.

#### Właściwości:

- system wiążący z wypełniaczem - OptiBond™ Solo Plus zawiera 15% wypełniacza o średnicy 0,4  $\mu$ ,
- system oparty na etanolu - promotory adhezji rozpuszczone są w alkoholu etylowym, co zmniejsza potrzebę aplikacji wielu warstw, tak widoczną w przypadku systemów wiążących opartych na acetonie,
- wszechstronne zastosowanie - skuteczność w procedurach bezpośrednich i przy osadzaniu uzupełnień protetycznych, w środowisku wilgotnym i suchym,
- dostępność w tradycyjnych butelkach i opakowaniach Unidose,
- udowodniona skuteczność kliniczna.

#### Zastosowanie:

- bezpośrednio kompozyt na szkliwo i/lub zębinę.
- kompozyt na kompozyt.
- kompozyt z porcelaną i/lub metalem.
- uszczelnianie amalgamatu.
- pośrednie wiązanie licówek (stosowane w połączeniu z żywicą do cementowania).
- pośrednie wiązanie wkładów, nakładów i koron (stosowane w połączeniu z żywicą, taką jak NX3).
- jako klej w zastosowaniach słupowo-rdzeniowych

Opakowanie: butelka 3ml