

Link do produktu: <https://higienadent.com/system-wiazacy-v-generacji-arkona-masterbond-4ml-p-1167.html>

System wiążący V generacji ARKONA Masterbond / 4ml



Cena	95,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Arkona

Opis produktu

Arkona Masterbond uniwersalny, jednoskładnikowy system wiążący piątej generacji. Przeznaczony do łączenia twardych tkanek zęba z materiałami kompozytowymi. Skuteczny i łatwy w użyciu system wiążący, który zapewnia trwałe połączenie między tkankami zęba a materiałami kompozytowymi.

Właściwości:

- wytrzymałość wiązania na poziomie 20 ± 3 MPa.
- skład oparty na bazie mieszaniny żywic dimetakrylanowych (BisGMA, HEMA, BisEMA) z dodatkiem alkoholu etylowego.
- czas polimeryzacji 15 sekund
- łatwość użycia: jednoskładnikowa formuła bez potrzeby mieszania składników.

Opakowanie: Arkona Masterbond 4 ml.