

Link do produktu: <https://higienadent.com/szklo-jonomerowy-material-do-wypełnien-3m-espe-vitremer-5g-2-5ml-3303mp-a3-p-2064.html>



## Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień 3M ESPE Vitremer 5g + 2,5ml 3303MP A3

Cena	<b>335,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000375</b>
Producent	<b>3M Espe (Solventum)</b>

### Opis produktu

**3M ESPE Vitremer potrójnie utwardzalny, modyfikowany żywicą szkło-jonomerowy materiał do wypełnień i odbudowy.**

Właściwości:

- opatentowana technologia potrójnego mechanizmu wiązania: światłoutwardzanie, wiązanie chemiczne i addycyjna szkło-jonomerowa reakcja wiązania
- bardzo estetyczny dzięki 7 standardowym i 2 specjalnym odcieniom
- niska ścieralność
- wysokie uwalnianie fluoru

Dostępny kolor: A3

Opakowanie zawiera: proszek 5g (A3), płyn 2,5ml, primer 2ml, materiał nadający połysk 2ml (Vitremer Finishing Gloss), akcesoria.