

Link do produktu: <https://higienadent.com/szklo-jonomerowy-material-do-wypelnien-3m-espe-vitremer-5g-2-5ml-3303mp-a3-p-2064.html>



Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień 3M ESPE Vitremer 5g + 2,5ml 3303MP A3

Cena	335,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT003186
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Vitremer potrójnie utwardzalny, modyfikowany żywicą szkło-jonomerowy materiał do wypełnień i odbudowy.

Właściwości:

- opatentowana technologia potrójnego mechanizmu wiązania: światłoutwardzanie, wiązanie chemiczne i addycyjna szkło-jonomerowa reakcja wiązania
- bardzo estetyczny dzięki 7 standardowym i 2 specjalnym odcieniom
- niska ścieralność
- wysokie uwalnianie fluoru

Dostępny kolor: A3

Opakowanie zawiera: proszek 5g (A3), płyn 2,5ml, primer 2ml, materiał nadający połysk 2ml (Vitremer Finishing Gloss), akcesoria.