

Link do produktu: <https://higienadent.com/szklojonomerowy-material-wypelnieniowy-gc-fuji-ix-kapsulki-50-szt-p-192.html>



## Szkłojonomerowy materiał wypełnieniowy GC Fuji IX kapsułki / 50 szt.

Cena	<b>465,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>003273</b>
Producent	<b>GC</b>

### Opis produktu

**GC Fuji IX - szkłojonomerowy materiał wypełnieniowy o kondensacyjnym sposobie zakładania do ubytku. Produkt spełnia wszelkie wymagania nowoczesnej stomatologii.**

#### Właściwości:

- łatwość stosowania,
- gęsta konsystencja,
- nie klei się do narzędzi,
- chemicznie adhezyjny do tkanek zęba,
- możliwe użycie bez ślinochronu.

#### Zalety Fuji IX:

- gęstość pozwalająca upakować materiał w rozległych ubytkach zębów tylnych,
- wysoka odporność na ścieranie,
- samoistna adhezja do zębiny i szkliwa,
- nie wymagane jest wytrawianie ani stosowanie dodatkowego systemu łączącego,
- oszczędne opracowanie ubytku bez potrzeby retencji,
- możliwość odroczonego wypełnienia kanapkowego; może być uzupełniony kompozytem,
- możliwe również stosowanie techniki odroczonego wypełnienia inlay ze złota lub porcelany,
- materiał może być stosowany z metalową formówką,
- stosowany jest w jednej porcji bez potrzeby zakładania warstwowego,
- dobry kontrast na zdjęciach Rtg.

#### Zastosowanie:

- idealny materiał do wypełnień ubytków klasy V, I i II,
- oraz jako podkład i odbudowa zrębu.

Opakowanie: 50 szt. kapsułek w kolorze do wyboru (A2,A3)

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** A2 , A3