

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-testy-do-kontroli-sterylizacji-w-autoklawie-sps-steam-indicator-strip-250-szt-p-116.html>



OUTLET testy do kontroli sterylizacji w autoklawie SPS Steam Indicator Strip / 250 szt.

Cena	50,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	0565
Producent	SPS Medical

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

SPS Steam Indicator Strip liniowe wskaźniki są przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi parą wodną, podwójny test kontroli sterylizacji parowej jest wszechstronnym wskaźnikiem pozwalającym określić, czy zostały osiągnięte niższe granice kluczowych parametrów procesu w całym cyklu sterylizacji, czas reakcji wskaźnika jest kontrolowany przez precyzyjnie dobrany nietoksyczny skład chemiczny, który jest pozbawiony ołowiu i innych metali ciężkich, rozmiar całego wskaźnika 1,70 cm x 20,50 cm.

Test Steam - zmiana barwy z niebieskiej na czarną zakres temp. 121°C-141°C, czas 3,5 min-20 min

Normy:

Odpowiada normom: ISO 11140-1 klasa 4 Klasyfikacja wg norm EN 867-1 klasa D

Sposób użycia:

Test chemiczny umieszcza się wewnątrz pakietu przeznaczonego do sterylizacji. Po sterylizacji wyjmij wskaźnik i sprawdź zmiany koloru.

Przechowywanie i okres przydatności:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zachowując odpowiednią rotację zapasów.

Należy zachować niski poziom wilgotności w pomieszczeniu oraz temperaturę poniżej 30°C.

Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Producent:

SPS MEDICAL Supply Corp., USA

Opakowanie:

STEAM INDICATOR STRIP - SIL-250, 500 wskaźników (250 pasków) w opakowaniu