

Link do produktu: <https://higienadent.com/tetric-powerflow-2g-plynnny-material-kompozytowy-p-2249.html>



## Tetric PowerFlow 2g - płynny materiał kompozytowy

Cena	<b>165,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>692409WW</b>
Producent	<b>Ivoclar Vivadent</b>

### Opis produktu

**Tetric PowerFlow - płynny materiał przeznaczony do wykonywania wypełnień w 4mm warstwach w odcinku bocznym oraz utwardzane przy pomocy lampy polimeryzacyjnej już w ciągu 3 sekund.**

Tetric PowerFlow to gwarancja doskonałej adaptacji do ścian ubytku. Idealnie nadaje się do wypełniania dużych ubytków w odcinku bocznym.

Dostępne kolory:

- IVA (A2/A3),
- IVB (B1/B2),
- IVW (A1).

Opakowanie: strzykawka 2g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** IVA , IVB , IVW