

Link do produktu: <https://higienadent.com/tor-vm-metalowe-paski-diamantowe-z-perforacja-21505152-5szt-p-3104.html>



TOR VM metalowe paski diamentowe z perforacją 2.150/51/52 5szt.

Cena	37,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	TOR VM

Opis produktu

TOR VM metalowe paski z perforacją do jednoczesnego wygładzania i polerowania powierzchni.

Przeznaczone do wygładzania powierzchni międzyzębowych, polerowania wypełnień. Z nasypem diamentowym.

Dostępne opakowania:

- coarse gruby nasyp
- medium średni nasyp
- fine drobny nasyp

Opakowanie: paski TOR VM 2.150/51/52 5 szt w wybranym wariacie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: coarse , fine , medium