

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 03:18

Link do produktu: <https://higienadent.com/tor-vm-paski-scierne-celuloidowe-25szt-p-3108.html>



TOR VM paski ścierne celuloidowe 25szt.

Cena	14,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	TOR VM

Opis produktu

TOR VM Paski ścierne celuloidowe, przeznaczone do polerowania kompozytu na powierzchni stycznej, bezpieczne usuwanie kamienia nazębnego z przestrzeni międzyzębowych. Każdy pasek zawiera dwa rodzaje nasypu.

Dostępne opakowania:

- medium/coarse niebiesko-zielone paski z grubym i średnim nasypem
- fine/medium zielono-żółte paski ze średnim i drobnym nasypem
- superfine/fine biało-żółte z drobnym i bardzo drobnym nasypem

Długość: 15cm.

Opakowanie: 25szt w wybranym wariantcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: fine/medium , medium/coarse , superfine/fine