

Link do produktu: <https://higienadent.com/tubulitec-liner-preparat-do-izolacji-ubytku-10ml-p-3451.html>



Tubulitec Liner preparat do izolacji ubytku 10ml

Cena	59,99 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Dental Therapeutics

Opis produktu

Tubulitec Liner preparat przeznaczony do izolacji ubytku. Blokuje otwarte kanaliki zębiny na powierzchni ubytku (zwłaszcza w okolicach przyszyjkowych i zęba po oszlifowaniu).

Tubulitec Liner działa biologicznie na miazgę, pobudza ją do wytwarzania wtórnych mostów zębinowych. Zawiera wodorotlenek wapnia, tlenek cynku i tlenek wapnia.

Powstałą błonkę należy usunąć bezpośrednio przed ostatecznym zacementowaniem wkładów, koron i mostów.

Opakowanie: butelka 10ml