

Link do produktu: <https://higienadent.com/tymczasowy-material-wypelnieniowy-z-fluorem-coltene-coltosol-f-3-x-38g-p-2087.html>



## Tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem Coltene Coltosol F / 3 x 38g

Cena	<b>120,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MAT002713</b>
Producent	<b>Coltene</b>

### Opis produktu

**Coltosol F to tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem.** Jest to biały materiał, wiążący się chemicznie, na bazie tlenku cynku i siarczany cynku.

Zalety:

- łatwy w użyciu
- produkt bardzo wydajny, co zapewnia minimalne zużycie
- nie wymaga mieszania
- doskonała przylepność do ubytku
- łatwo się nakłada i daje doskonałe dopasowanie brzeżne
- polimeryzacja pod wpływem śliny
- tworzy idealną twardość powierzchni
- posiada uniwersalne zastosowanie
- może pozostawać w ubytku przez kilka tygodni
- łatwo usuwalny
- widoczny na RTG.

Wskazania: tymczasowe wypełnianie ubytków klasy I i II; tymczasowe uszczelnianie w endodoncji.

Opakowanie: 3x38g.