

Link do produktu: <https://higienadent.com/tymczasowy-material-wypelnieniowy-z-fluorem-coltene-coltosol-f-38g-p-1995.html>



Tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem Coltene Coltosol F / 38g

Cena	52,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5906
Producent	Coltene

Opis produktu

Coltosol F to tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem. Jest to biały materiał, wiążący się chemicznie, na bazie tlenku cynku i siarczany cynku. Tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem Coltene Coltosol F charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i łatwością aplikacji, co czyni go idealnym rozwiązaniem w trakcie procedur, które wymagają szybkiego zabezpieczenia zęba przed dalszymi zabiegami lub podczas oczekiwania na trwałe wypełnienie. Materiał Coltosol F zawiera fluor, który wspomaga remineralizację zębów, chroniąc przed dalszym rozwojem próchnicy oraz wzmacniając strukturę zęba. Dzięki tej właściwości, wypełnienie tymczasowe nie tylko zapewnia ochronę ubytku, ale także aktywnie wspiera zdrowie zębów, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów oczekujących na ostateczne leczenie stomatologiczne. Po aplikacji materiał wykazuje wysoką trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych, jest łatwy do usunięcia.

Zalety:

- łatwy w użyciu
- produkt bardzo wydajny, co zapewnia minimalne zużycie
- nie wymaga mieszania
- doskonała przylepność do ubytku
- łatwo się nakłada i daje doskonałe dopasowanie brzeżne
- polimeryzacja pod wpływem śliny
- tworzy idealną twardość powierzchni
- posiada uniwersalne zastosowanie
- może pozostawać w ubytku przez kilka tygodni
- łatwo usuwalny
- widoczny na RTG.

Wskazania: tymczasowe wypełnianie ubytków klasy I i II; tymczasowe uszczelnianie w endodoncji.

Opakowanie: 38g