

Link do produktu: <https://higienadent.com/tymczasowy-material-wypełnieniowy-z-fluorem-coltene-coltosol-f-5x8g-p-3215.html>



Tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem Coltene Coltosol F 5x8g

Cena	116,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Coltene

Opis produktu

Coltosol F to tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem. Biały materiał, wiążący się chemicznie, na bazie tlenku cynku i siarczany cynku.

Zalety:

- łatwy w użyciu
- produkt bardzo wydajny, co zapewnia minimalne zużycie
- nie wymaga mieszania
- doskonała przylepność do ubytku
- łatwo się nakłada i daje doskonałe dopasowanie brzeżne
- polimeryzacja pod wpływem śliny
- tworzy idealną twardość powierzchni
- posiada uniwersalne zastosowanie
- może pozostawać w ubytku przez kilka tygodni
- łatwo usuwalny
- widoczny na RTG.

Wskazania: tymczasowe wypełnianie ubytków klasy I i II; tymczasowe uszczelnianie w endodoncji.

Opakowanie: Coltosol F strzykawki 5x8g