

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultra-blend-plus-1-2g-4szt-podklad-swiatloutwardzalny-p-2157.html>

Ultra-Blend Plus 1,2g 4szt. - podkład światłoutwardzalny



Cena **216,00 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **001206**

Producent **Ultradent**

Opis produktu

Ultra-Blend plus jest światłoutwardzalnym podkładem, zawierającym wodorotlenek wapnia oraz hydroksyapatyty wapnia rozpuszczone w dimetakrylanie uretanu.

Jest nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, doskonale nadaje się do przykrywania miazgi i nie rozpuszcza się z upływem czasu.

Dwa kolory do wyboru: zębiny (dentin) , biały kryjący (opaque white).

Opakowanie: 4x strzykawka 1,2g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Dentin , Opaque white