

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-diamond-polish-mint-pasta-polerska-2-x-1-2ml-p-3126.html>



Ultradent Diamond Polish Mint pasta polerska 2 x 1,2ml

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Ultradent

Opis produktu

Ultradent Diamond Polish pasta polerska z mikrocząsteczkami diamentu przeznaczona do polerowania wypełnień kompozytowych i porcelany.

Estetyczna praca, wygodna w użyciu strzykawka. Smak miętowy. Do stosowania ze szczoteczkami Jiffy lub krążkami z filcu.

Produkt dostępny w dwóch różnych gradacjach:

- 0,5 μm
- 1 μm .

Opakowanie: strzykawka 2 x 1,2ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gradacja: 0,5 μm , 1 μm