

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-opalescence-endo-35-1-2ml-do-wybielania-zebow-martwych-p-1824.html>



Ultradent Opalescence Endo 35% 1,2ml - do wybielania zębów martwych

Cena	153,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Ultradent

Opis produktu

Opalescence Endo to doskonały materiał do wygodnego, skutecznego i bezpiecznego wybielania zębów martwych (przeleczonych endodontycznie) metodą wewnętrzną za pomocą wkładki dokomorowej metodą „walking bleach”. Umożliwia osiągnięcie dobrego efektu estetycznego w przypadku przebarwionych martwych zębów bez agresywnego leczenia protetycznego.

Preparat jest w postaci gęstego żelu, który wygodną strzykawką z aplikatorem nakłada się do komory zęba i zamyka cementem tymczasowym. Preparat pozostawia się w komorze na 3 do 5 dni i obserwuje efekt.

Aktywna formuła uwalniania substancji czynnej współdziała ze środkiem nawadniającym, co sprawia, że ząb jest tak samo wytrzymały po zabiegu wybielania, jak i przed wybielaniem.

Produkt jest produktem profesjonalnym, dostępnym WYŁĄCZNIE dla gabinetów stomatologicznych oraz dla lekarzy stomatologów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.10.2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. poz. 1185) dot. stosowania nadtlenu wodoru (i związków go uwalniających); niniejszy produkt zakupić może WYŁĄCZNIE lekarz stomatolog, po okazaniu numeru wykonywania zawodu oraz numeru identyfikacji podatkowej. Do transakcji obowiązkowym dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT.

Zamówienia indywidualne zostaną przez nas anulowane.

Strzykawka: 1,2ml