

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-peak-universal-bond-swiatloutwardzalny-material-adhezyjny-4x1-2ml-p-2924.html>



ULTRADENT Peak Universal Bond światłoutwardzalny materiał adhezyjny 4x1,2ml

Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Ultradent

Opis produktu

Peak Universal Bond - światłoutwardzalny materiał adhezyjny z chlorheksydyną 0,2%

Właściwości:

- wiąże się z zębina, szkliwem, porcelaną, metalami, kompozytami i tlenkiem cyrkonu,
- zawiera chlorheksydynę (0,2%), która zapewnia trwałą siłę wiązania,
- produkt idealny do leczenia adhezyjnego metodą pośrednią bezpośrednią, jak również do wkładów korzeniowych,
- do stosowania w technikach self-etch i total-etch,
- aplikacja ze strzykawki i optymalna lepkość ułatwiają nakładanie i minimalizują straty i bałagan.

Peak Universal Bond jest dostarczaną w strzykawce żywicą adhezyjną, idealnie nadającą się do wszystkich zabiegów adhezyjnych. Produkt można stosować w technice self-etch lub total-etch. Jest on w 7,5% wypełniony nośnikiem roztworu alkoholu etylowego i jest utwardzalny przy zastosowaniu większości źródeł światła o dużym natężeniu. Peak Universal Bond zawiera 0,2% stężenie chlorheksydyny, co zapewnia trwałą wytrzymałość wiązania.

Opakowanie: 4x1,2ml