

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:43

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-silane-2x1-2ml-p-2927.html>

## ULTRADENT Silane 2x1,2ml



Cena	<b>182,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Ultradent</b>

### Opis produktu

**Silane nakłada się na porcelanę po wytrawieniu jej wytrawiaczem do porcelany, przed zastosowaniem systemu wiążącego.**

Wytrawioną porcelanę należy wysuszyć. Nałożyć silan na 1 minutę i wysuszyć powietrzem dmuchawki.

**Opakowanie:** 2x1,2ml