

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-ultra-etch-wytrawiacz-4x1-2ml-p-2929.html>

ULTRADENT Ultra-Etch - wytrawiacz 4x1,2ml



Cena	102,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Ultradent

Opis produktu

Uniwersalny wytrawiacz (35% kwas fosforowy), który można wypłukać w 5 sekund. Stosuje się go do wytrawiania szkliwa i zębiny (przed zastosowaniem materiałów złożonych, laków do bruzd i szczelin), oczyszczania powierzchni porcelany, oczyszczania powierzchni metalu, kondycjonowania powierzchni kompozytu.

Wyjątkowe właściwości wytrawiacza, m.in. zawartość surfaktantu zmniejszającego napięcie powierzchniowe, pozwalają na łatwe i całkowite usuwanie go po zakończeniu wytrawiania (w ciągu 5 sekund) z użyciem sprayu powietrzno-wodnego. Wykazuje optymalną lepkość, brak spływania wynikającego z siły ciężenia. Przy 15. sekundowym wytrawianiu ubytku - zębina jest wytrawiana na optymalną głębokość 1,5 mikrona. UltraEtch samoogranicza głębokość wytrawianej zębiny! Co ważniejsze, nawet po 60 sekundowym wytrawianiu ta głębokość nie jest większa niż 3 mikrony, co optymalizuje siłę wiązania systemów wiążących i zapobiega nadwrażliwości pozabiegowej, a także ewentualnym podrażnieniom miazgi.

Właściwości:

- wytrawiacz zapobiegający nadwrażliwości pozabiegowej, dzięki samoograniczaniu głębokości wytrawiania,
- optymalna konsystencja,
- wystarczy 5 sekund spłukiwania.

Opakowanie: 4x1,2ml