

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-ultra-seal-xt-hydro-4x1-2ml-hydrofilowy-uszczelniacz-do-szczelin-i-bruzd-p-3202.html>



Ultradent Ultra Seal XT Hydro 4x1,2ml hydrofilowy uszczelniacz do szczelin i bruzd

Cena	340,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	A
------------------	----------

Producent	Ultradent
-----------	------------------

Opis produktu

Ultradent Ultra Seal XT Hydro hydrofilowy uszczelniacz kompozytowy do szczelin i bruzd. Materiał uwalnia fluor, jest światłoutwardzalny, cieniuje na RTG.

Ultra Seal XT Hydro jest żywicą z zawartością wypełniacza 53%, co oznacza, że jest bardziej wytrzymały i odporny na ścieranie oraz jest produktem charakteryzującym się mniejszym skurczem polimeryzacyjnym.

Spiralna końcówka InspiralBrush zmniejsza lepkość tiksotropowego uszczelniacza UltraSeal XT hydro. Napływanie żywicy jest zatrzymane po zatrzymaniu procesu zmniejszenia lepkości i zakończeniu nanoszenia, co zapobiega wypłynięciu przed polimeryzacją światłem.

Zaawansowane hydrofilne właściwości chemiczne działają po usunięciu całej widocznej wilgoci, uszczelniacz UltraSeal XT hydro dopuszcza wilgoć znajdującą się głęboko w bruzdach i szczelinach.

Opakowanie: zestaw 4x1,2ml.