

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-ultra-seal-xt-plus-4x1-2ml-hydrofobowy-uszczelniacz-do-szczelin-i-bruzd-p-3203.html>



Ultradent Ultra Seal XT Plus 4x1,2ml hydrofobowy uszczelniacz do szczelin i bruzd

Cena	399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Ultradent

Opis produktu

Ultradent Ultra Seal XT Plus uwalniający fluor, hydrofobowy uszczelniacz kompozytowy do szczelin i bruzd. Materiał światłoutwardzalny, kontrastuje na RTG.

Ultradent UltraSeal XT Plus jest żywicą z zawartością wypełniacza 58%, co oznacza, że jest bardziej wytrzymały i odporny na ścieranie oraz jest produktem charakteryzującym się mniejszym skurczem polimeryzacyjnym.

Spirala w końcówce Inspiral Brush Tip powoduje zmniejszenie lepkości w trakcie aplikacji tiksotropowej żywicy. Dzięki temu po aplikacji lepkość materiału jest mniejsza. Żywica stabilizuje się po zatrzymaniu procesu zmniejszenia lepkości i zakończeniu nanoszenia, co zapobiega wypłynięciu żywicy przed polimeryzacją.

Stosowanie preparatu osuszającego PrimaDry razem z uszczelniaczem UltraSeal XT plus poprawia penetrację UltraSeal XT plus w bruzdach i szczelinach poprzez usunięcie wilgoci, która może spowodować niewłaściwe działanie uszczelniaczy hydrofobowych.

Opakowanie: 4x1,2ml