

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-ultracal-xs-pasta-podkladowa-na-bazie-wodorotlenku-wapnia-4-x-1-2ml-p-3424.html>



Ultradent UltraCal XS pasta podkładowa na bazie wodorotlenku wapnia 4 x 1,2ml

Cena	185,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Ultradent

Opis produktu

Ultradent UltraCal XS pasta podkładowa na bazie wodorotlenku wapnia.

Zastosowanie:

- pokrycie miazgi,
- amputacja przyżyciowa,
- leczenie przewlekłych i rozległych zmian okołowierzchołkowych.

Właściwości:

- wodorotlenek wapnia - wysokie pH 12,5,
- kontrastuje na RTG,
- właściwości antybakteryjne,
- właściwości zasadowe,
- łatwa aplikacja dzięki aplikatorom (igły Navi Tip), które docierają do najbardziej zagiętych kanałów,
- materiał UltraCal XS nie twardnieje po otwarciu, nie wymaga przechowywania w lodówce.

Opakowanie: Ultradent UltraCal XS 4x1,2g.