

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:40

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-universal-dentin-sealant-4x1-2ml-universalny-uszczelniacz-zebiny-p-3204.html>



Ultradent Universal Dentin Sealant 4x1,2ml uniwersalny uszczelniacz zębiny

Cena	139,99 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	A
------------------	----------

Producent	Ultradent
-----------	------------------

Opis produktu

Ultradent Universal Dentin Sealant uniwersalny uszczelniacz zębiny.

Materiał biokompatybilny, niepolimeryzowalna żywica o wysokiej masie cząsteczkowej w lotnym rozpuszczalniku organicznym. Aby uszczelnić kanaliki i zmniejszyć dyskomfort po skalingu lub wygładzaniu korzeni należy pokryć wrażliwe korzenie Ultradent Universal Dentin Sealant.

Opakowanie: 4x1,2ml