

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-wytrawiacz-ultra-etch-30ml-p-2934.html>

## ULTRADENT wytrawiacz Ultra Etch 30ml



Cena	<b>249,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Ultradent</b>

### Opis produktu

**Wytrawiacz Ultra-Etch, 35% roztwór kwasu fosforowego, charakteryzuje się idealną lepkością, zapewnia precyzyjną aplikację i doskonałą kontrolę.**

Posiada właściwość samoograniczania głębokości wytrawiania (średnia głębokość 1,9  $\mu\text{m}$  po 15 sekundach wytrawiania), tworząc taki wzór wytrawiania, który materiały adhezyjne mogą penetrować, co prowadzi do uzyskania zwiększonej wytrzymałości wiązania. Badania wykazują, że unikatowy skład chemiczny wytrawiacza Ultra-Etch zapewniający samoograniczanie działania na zębinie wytwarza optymalną powierzchnię do przyjęcia żywicy.

Chociaż wytrawiacz Ultra-Etch jest lepki, jest w stanie penetrować nawet najmniejsze szczeliny lub powierzchnie żujące dzięki właściwościom fizycznym i chemicznym sprzyjającym zjawisku kapilarnemu. Idealna lepkość powoduje zachowanie warstwy, która jest wystarczająco gruba do zapobiegania przedwczesnemu osuszeniu.

Wytrawiacz Ultra-Etch jest wskazany do stosowania na zębinie i szkliwie do stworzenia optymalnej powierzchni do wiązania. Można go również stosować do usuwania zanieczyszczeń z kompozytów na porcelanie przed wiązaniem.

**Uwaga:** Nie używać wytrawiacza fosforowego na metalach lub tlenku cyrkonu, ponieważ spowoduje to zmniejszenie wytrzymałości wiązania.