

Link do produktu: <https://higienadent.com/universalny-cement-stomatologiczny-3m-espe-relyx-universal-3-4g-p-1935.html>



## Uniwersalny cement stomatologiczny 3M ESPE RelyX Universal 3,4g

Cena	<b>720,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Producent	<b>3M Espe (Solventum)</b>

### Opis produktu

**Uniwersalny cement 3M RelyX Universal działa jako samodzielny, samoadhezyjny cement stomatologiczny lub cement adhezyjny w połączeniu z systemem łączącym 3M Scotchbond Universal Plus.** Te dwa produkty w połączeniu eliminują problemy i niejasności związane ze stosowaniem cementów wieloskładnikowych, podkładów i systemów łączących, upraszczając proces odbudowy zęba zarówno metodą pośrednią i bezpośrednią.

Nowy cement 3M RelyX Universal to standardowa ilość ok. 15 aplikacji\* z 3,4 g materiału. Nowo zaprojektowana strzykawka z unikalnym systemem samouszczelniania oraz mikrokońcówki mieszające redukują ilość strat materiału nawet do 80%\*\*\*.

\* średnio

\*\* w porównaniu do obecnie używanych strzykawek Automix

\*\*\* w porównaniu do obecnie dostępnych na rynku systemów Automix

#### Właściwości:

- uniwersalny podwójnie utwardzalny cement na bazie żywicy do praktycznie wszystkich wskazań adhezyjnych i samoadhezyjnych
- strzykawka cementu 3,4g, wystarcza średnio na ok. 15 aplikacji
- końcówki mieszające Micro Mixing Tips minimalizują ilość strat materiału
- szybkie i łatwe usuwanie nadmiarów cementu
- strzykawka jest bardziej higieniczna, łatwiejsza do czyszczenia w porównaniu do obecnie stosowanych strzykawek typu automix
- znakomita siła wiązania samoadhezyjnego zarówno w przypadku samoutwardzania, jak i utwardzania światłem
- jeszcze większa siła wiązania do wszystkich podłoży dzięki 3M™ Scotchbond™ Universal Plus
- wysoka estetyka dzięki stabilnym kolorystycznie, fluorescencyjnym odcieniom
- cienka, długa końcówka wydłużająca ułatwiająca aplikację w kanale
- praktyczny brak nadwrażliwości pozabiegowej

#### Zastosowanie:

- licówki, licówki okluzyjne
- inlays/onlays
- korony
- mosty
- wkłady koronowo-korzeniowe
- mosty typu Maryland
- łączniki impantologiczne
- wskazania do zastosowania z materiałami z ceramiki szklanej, cyrkonu, kompozytowymi oraz metalu



## **Specjalna konstrukcja dla mniejszej ilości odpadów.**

Do 80% mniej strat cementu\* dzięki unikatowemu systemowi mikro końówek mieszających RelyX Universal Micro Mixing Tip. Ergonomiczny kształt strzykawki 3,4 g zapewnia standardową liczbę aplikacji, przy 50% mniejszym zużyciu tworzyw sztucznych\*.

\* w porównaniu z obecnie dostępnymi standardowymi systemami strzykawek typu Automix



## **Higieniczny dzięki samouszczelnianiu.**

Końcówka mieszająca RelyX Universal Micro Mixing Tip jest usuwana zaraz po użyciu – umożliwiając higieniczne przechowywanie strzykawki bez użycia końcówki mieszającej. Strzykawka jest szczelnie zamknięta dzięki unikalnemu mechanizmowi zaworowemu.



## Precyzyjne nakładanie.

Cienka, dłuższa i giętka końcówka przedłużająca, ułatwia aplikację cementu do kanału.

Opakowanie zawiera: 1x strzykawka 3,4g w wybranym kolorze, 15 mikrokońcówek mieszających, 5 końcówek przedłużających

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** A1 , A30 , TR , WO