

Link do produktu: <https://higienadent.com/uniwersalny-jednobuteleczkowy-material-laczacy-ivoclar-vivadent-monobond-plus-5g-p-2060.html>



Uniwersalny jednobuteleczkowy materiał łączący Ivoclar Vivadent Monobond Plus 5g

Cena	390,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000332
Producent	Ivoclar Vivadent

Opis produktu

Monobond Plus uniwersalny jednobuteleczkowy materiał łączący, zwiększający siłę łączenia cementów kompozytowych z każdym rodzajem podbudowy protetycznej. Innowacyjne połączenie 3 różnych grup funkcyjnych - metakrylanu silanu, fosforanu metakrylanu i siarczku metakrylanu - umożliwia uzyskanie silnego i trwałego połączenia z każdym rodzajem materiału z jakiego wykonane zostało uzupełnienie protetyczne.

Zalety:

- przygotowanie powierzchni wszystkich rodzajów uzupełnień protetycznych (ceramika dwukrzemowo-litowa, ceramika tlenkowa, metal, kompozyt)
- jeden czas reakcji: 60 sekund
- przechowywanie w temperaturze pokojowej

Wskazania: jednobuteleczkowy "primer" dla każdego rodzaju uzupełnienia (ceramika dwukrzemowo-litowa, tlenek cyrkonu, tlenek glinu, metal, kompozyt). Wpływa na uzyskanie trwałego połączenia chemicznego pomiędzy cementem kompozytowym i uzupełnieniem.

Opakowanie: butelka 5g