

Link do produktu: <https://higienadent.com/uniwersalny-katalizator-do-masy-bazowej-i-korekcyjnej-typu-c-zhermack-indurent-gel-60ml-p-191.html>



## Uniwersalny katalizator do masy bazowej i korekcyjnej typu C Zhermack Indurent Gel / 60ml

Cena	<b>48,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>C100700</b>
Producent	<b>Zhermack</b>

### Opis produktu

**Indurent gel to uniwersalny katalizator do masy bazowej i korekcyjnej typu C.** Indurent można stosować do prawie wszystkich silikonów kondensacyjnych produkowanych przez firmę Zhermack (za wyjątkiem mas wyciskowych linii Zetaflow).

Charakterystyka:

- wszechstronność
- wygoda i łatwość mieszania

Zalety:

- łatwe mieszanie
- jednakowa ilość odmierzana do Oranwash L , Oranwash VL i Thiksoflex M na podkładce do mieszania.

Opakowanie: 60ml.