

Link do produktu: <https://higienadent.com/uniwersalny-kompozyt-do-wypełnien-tetric-evoceram-3g-p-2139.html>



Uniwersalny kompozyt do wypełnień Tetric EvoCeram 3g

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena | 245,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 590293WW |
| Producent | Ivoclar Vivadent |

Opis produktu

Tetric EvoCeram - uniwersalny kompozyt do wypełnień w zębach przednich i bocznych, materiał do wykonywania standardowych wypełnień o wysokiej jakości. Nanohybrydowy, światłoutwardzalny, kontrastujący w promieniach rentgenowskich.

Korzyści:

- polimeryzacja na żądanie: długi czas modelowania wypełnienia, krótki czas polimeryzacji
- naturalne dopasowanie kolorów: odpowiednio dobrany współczynnik załamania światła wypełniaczy, matrycy monomerowej i barwników
- potwierdzony efekt kliniczny: materiał Tetric EvoCeram zastosowano w ponad 85 000 000 wypełnień na całym świecie

Dostępne kolory:

- szklawne: A1, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3;
- zębinowe: A2 Dentin, B2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin;
- kolor o translucencji brzegu siecznego: T;
- kolory do zębów wybielonych: Bleach XL, Bleach L, Bleach M, Bleach I.

Opakowanie: strzykawka 3g w wybranym kolorze

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3 , A3,5 , A3,5 DENTIN , B2