

Link do produktu: <https://higienadent.com/uniwersalny-swiatloutwardzalny-preparat-arkona-boston-6g-p-1291.html>



## Uniwersalny światłoutwardzalny preparat ARKONA Boston / 6g

Cena	<b>80,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000210</b>
Producent	<b>Arkona</b>

### Opis produktu

**Uniwersalny światłoutwardzalny preparat na bazie żywic organicznych.** Zwiększa połysk wypełnień kompozytowych i kompozytowych prac protetycznych. Może być stosowana do kompozytów światło utwardzalnych i chemoutwardzalnych po okresie całkowitej polimeryzacji chemicznej.

Parametry produktu:

- Wytrzymałość na trójpunktowe zginanie (FS) 140-160 MPa
- Moduł sprężystości (E) 8-9 GPa
- Średnicowa wytrzymałość na rozciąganie (DTS) 41 MPa
- Twardość Vickersa (HV1) 60 VHN
- Niska rozpuszczalność produktu w wodzie (0,55 µg/mm<sup>3</sup>; ISO 4049) gwarantuje wysoką odporność wykonanych prac na wilgotne środowisko jamy ustnej.

Strzykawka 6g.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** A1 , A2 , A3 , A3,5 , B1 , B2 , C2 , D2 , D3 , OA2 , OA3 , T