

Link do produktu: <https://higienadent.com/uszczelniazch-kanalowy-meta-adseal-13-5g-p-59.html>



## Uszczelniaacz kanałowy META Adseal / 13,5g

Cena	<b>76,50 zł</b>
Cena poprzednia	<b>86,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000098</b>
Producent	<b>Meta Biomed</b>

### Opis produktu

**ADSEAL to najwyższej jakości uszczelniaacz kanałowy typu pasta-pasta na bazie żywicy epoksydowej.** Charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi, doskonałą biokompatybilnością oraz wysoką wartością uszczelniania. ADSEAL może być stosowany w każdej technice wypełniania, konwencjonalnych i w nowoczesnych (technika głównego ćwieka, techniki termoplastyczne, wszystkie techniki kondensacji).

Właściwości produktu w połączeniu z gutaperką:

- łatwość mieszania dzięki konsystencjom pasta-pasta,
- hermetyczna szczelność wypełnienia kanałowego,
- brak przebarwień zębów,
- rozpuszczalność w płynie tkankowym,
- biokompatybilność,
- kontrast na zdjęciach RTG,
- czas pracy 35 min w temperaturze 23 st C (75F),
- czas wiązania 45 min w temperaturze 37 st C (99F)

Opakowanie: strzykawka dual z preparatem ADSEAL (13,5 g; baza: 9 g, katalizator 4,5 g), papierki do mieszania, łopatka.