

Link do produktu: <https://higienadent.com/uszczelniacz-kanalowy-meta-adseal-plus-13-5g-p-2578.html>

Uszczelniacz kanałowy META Adseal Plus / 13,5g



Cena	86,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000333
Producent	Meta Biomed

Opis produktu

META Adseal Plus uszczelniacz kanałowy. Nowsza, ulepszona wersja produktu **META Adseal**. Zawiera zieloną końcówkę dozującą, która zapewnia kontrolę nad ilością aplikacji produktu. Nowa, wygodniejsza strzykawka lepiej leży w dłoniach, ułatwia wstrzykiwanie produktu.

Adseal to najwyższej jakości uszczelniacz kanałowy typu pasta-pasta na bazie żywicy epoksydowej. Charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi, doskonałą biokompatybilnością oraz wysoką wartością uszczelniania. ADSEAL może być stosowany w każdej technice wypełniania, konwencjonalnych i w nowoczesnych (technika głównego ćwieka, techniki termoplastyczne, wszystkie techniki kondensacji).

Właściwości:

- łatwość mieszania dzięki konsystencjom pasta-pasta,
- hermetyczna szczelność wypełnienia kanałowego,
- brak przebarwień zębów,
- rozpuszczalność w płynie tkankowym,
- biokompatybilność,
- kontrast na zdjęciach RTG,
- czas pracy 35 min w temperaturze 23 st C (75F),
- czas wiązania 45 min w temperaturze 37 st C (99F)

Opakowanie: strzykawka 13,5 g (baza 9 g, katalizator 4,5 g).