

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:55

Link do produktu: <https://higienadent.com/vdw-2seal-easymix-uszczelniaz-kanalow-korzeniowych-2x15g-p-2867.html>



## VDW 2Seal Easymix uszczelniaz kanałów korzeniowych 2x15g

Cena	<b>639,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>VDW</b>

### Opis produktu

**VDW 2Seal Easymix gotowy do użycia uszczelniaz kanałów korzeniowych na bazie żywic epoksydowych.**

Nieprzepuszczalny dla promieni RTG, biokompatybilny, o niskim skurczu, długotrwałych bardzo dobrych właściwościach uszczelniających. Przeznaczony do mieszania ręcznego, do obturacji na ciepło lub zimno. Wysoka siła łącząca, bez konieczności użycia primera. Cienka końcówka aplikatora umożliwia precyzyjną i dokładną aplikację materiału.

**Opakowanie:** 2x15g.