

Link do produktu: <https://higienadent.com/vdw-2seal-uszczelniaz-kanalow-korzeniowych-2x4g-p-2866.html>



VDW 2Seal uszczelniacz kanałów korzeniowych 2x4g

Cena	479,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	VDW

Opis produktu

VDW 2Seal uszczelniacz kanałów korzeniowych na bazie żywicy epoksydowo-aminowej.

Nieprzepuszczalny dla promieni RTG, biokompatybilny, o niskim skurczu, bardzo dobrych właściwościach uszczelniających. Przeznaczony do mieszania ręcznego, do wszystkich metod wypełniania (termostabilny do temp. 250°C).

Opakowanie: 2x4g.