

Link do produktu: <https://higienadent.com/vdw-beefill-thermo-response-tip-pluggery-1szt-p-2810.html>



VDW BeeFill Thermo Response Tip pluggery 1szt.

Cena	429,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	VDW

Opis produktu

VDW BeeFill Thermo Response Tip pluggery, upychacze, instrumenty stomatologiczne przeznaczone do wypełniania ubytków w zębach podczas leczenia endodontycznego.

VDW BeeFill Thermo Response Tip to zaawansowana końcówka przeznaczona do pracy z systemem BeeFill 2in1, który umożliwia termoplastyczne wypełnianie kanałów korzeniowych. Narzędzia te to precyzja, skuteczność oraz bezpieczeństwo pracy podczas leczenia kanałowego. Szybkie nagrzewanie i schładzanie, twarde i miękkie, oznaczenia kolorystyczne. Produkt nadaje się do sterylizacji w autoklawie.

Zalety produktu:

- Precyzyjne wypełnianie kanałów korzeniowych
- Szybkie i równomierne nagrzewanie oraz chłodzenie
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Kompatybilność z systemem BeeFill 2in1
- Łatwa obsługa i ergonomiczna konstrukcja

Dostępne warianty:

- ISO 40/.03 wąski czarny,
- ISO 50/.05 średni żółty,
- ISO 60/.06 szeroki niebieski.

Opakowanie: 1szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: ISO 40/.03 , ISO 50/.05 , ISO 60/.06