

Link do produktu: <https://higienadent.com/vdw-pilniki-k-pilniki-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-25mm-6szt-p-2965.html>



## VDW pilniki K pilniki do opracowywania kanałów korzeniowych 25mm 6szt

Cena	<b>55,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>VDW</b>

### Opis produktu

**VDW pilniki K pilniki do opracowywania kanałów korzeniowych. Wykonane z elastycznej, wysokiej jakości stali nierdzewnej, odporne na złamania (zmniejszająca się głębokość cięcia w kierunku wierzchołka).** Wysokowydajne, doskonale ostre, z ergonomicznym uchwytem typu CC-Cord, z endostopem, wyraźne oznaczenia typu ISO na instrumencie.

#### Dostępne rozmiary:

- 25mm, #08,
- 25mm #10,
- 25mm, #15,
- 25mm, #20,
- 25mm, #25,
- 25mm, #30,
- 25mm, #35,
- 25mm, #40,
- 25mm, #45,
- 25mm, #50,
- 25mm, #55,
- 25mm, #60,
- 25mm, #70,
- 25mm, #80,
- 25mm, #45-80.

**Opakowanie:** pilniki K 6szt. 25mm w wybranym rozmiarze.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 25mm, #08 , 25mm, #10 , 25mm, #15 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40 , 25mm, #45 , 25mm, #45-80 , 25mm, #50 , 25mm, #55 , 25mm, #60 , 25mm, #70