

Link do produktu: <https://higienadent.com/vetos-v-oil-plus-olej-do-koncovek-stomatologicznych-500ml-p-1315.html>



Vetos V-Oil Plus Olej do końcówek stomatologicznych 500ml

Cena	26,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000502
Producent	V-Dental

Opis produktu

Olej do unitu V-oil Plus pozwoli zadbać o końcówki stomatologiczne w gabinecie - przedłuży ich żywotność dzięki doskonałym właściwościom smarującym i czyszczącym. V-oil plus to uniwersalny olej do wszystkich rodzajów turbin na mikromotor oraz kątncy na mikromotor.

Wyjątkowej jakości olej zawierający alkohol. Smaruje i czyści łożyska we wszystkich końcówkach, przedłużając ich żywotność oraz dezynfekuje pozostałości biologiczne.

Stosować dwa razy dziennie (rano i wieczorem) lub przed każdym cyklem sterylizacyjnym. Rozpylać przez 1-2 sekundy.

Opakowanie zawiera 500 ml oleju.

Wyprodukowano w Polsce.