

Link do produktu: <https://higienadent.com/voco-calcicur-3x2-5g-pasta-na-bazie-wodorotlenku-wapnia-pod-materialy-podkladowe-i-wypelnieniowe-p-3236.html>



## Voco Calcicur 3x2,5g pasta na bazie wodorotlenku wapnia pod materiały podkładowe i wypełnieniowe

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>469,99 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>A</b>         |
| Producent        | <b>VOCO</b>      |

### Opis produktu

**Voco Calcicur pasta przeznaczona pod materiały podkładowe i wypełnieniowe. Gotowa do użycia, na bazie wodorotlenku wapnia (zawiera 45% czystego wodorotlenku wapnia).**

Materiał widoczny na RTG, działa bakteriobójczo (wysoka wartość pH (12.5) zapewniająca efekt bakteriostatyczny). Wspomaga tworzenie zębiny trzeciorzędowej i chroni miążgę zęba.

#### Wskazania:

- pośrednie pokrycie miążgi w leczeniu próchnicy głębokiej
- bezpośrednie pokrycie miążgi w przypadku jej zranienia lub amputacji
- podścielenie ubytku jako ochrona przed kwasami pochodzącymi z cementu
- tymczasowe wypełnienie kanałów korzeniowych.

**Opakowanie:** 3 strzykawki Voco Calcicur 2,5g, akcesoria.