

Link do produktu: <https://higienadent.com/voco-cleanjoy-pasta-polerska-100g-p-3088.html>

Voco Cleanjoy pasta polerska 100g



Cena	89,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	VOCO

Opis produktu

Voco Cleanjoy pasta polerska z fluorem, o trzech stopniach abrazyjności pozwala na indywidualne dopasowanie do pacjenta:

- gruboziarnista (czarwona) RDA = 195
- średnioziarnista (żółta) RDA = 127
- drobnoziarnista (zielona) RDA = 16

Stabilna, jednorodna konsystencja, produkt bez parabenów, brak rozpryskiwania ((2000 - 3000 obr./min). Dostępna w trzech smakach: wiśniowym, karmelowym i miętowym. Produkt zawiera fluorki (700 ppm) i ksylitol.

Opakowanie: pasta 100g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: RDA 127 żółta , RDA 16 zielona , RDA 195 czerwona