

Link do produktu: <https://higienadent.com/voco-ionoseal-zestaw-3x2-5g-swiatloutwardzalny-podklad-pod-wszystkie-materialy-do-wypelnien-p-3201.html>



Voco Ionoseal zestaw 3x2,5g światłoutwardzalny podkład pod wszystkie materiały do wypełnień

Cena	599,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	A
Producent	VOCO

Opis produktu

Voco Ionoseal światłoutwardzalny podkład pod wszystkie materiały do wypełnień. Produkt szybko polimeryzuje pod wpływem światła.

Przeznaczony do wypełnień małych ubytków i poszerzone lakowanie bruzd. Gotowy do natychmiastowego użycia, jednoskładnikowy materiał. Szybka aplikacja, widoczny na RTG, wysoka odporność na ściskanie (226MPa).

Opakowanie: zestaw 3 strzykawki x 2,5g