

Link do produktu: <https://higienadent.com/wchlaniadne-nici-chirurgiczne-novosyn-1szt-p-2106.html>



Wchłanialne nici chirurgiczne Novosyn 1szt.

Cena	11,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	B.BRAUN

Opis produktu

Wchłanialne nici chirurgiczne Novosyn - szew powlekany, pleciony, wykonany z Poliglaktyny 910, o średnim okresie wchłaniania. Novosyn degraduje na skutek procesów hydrolizy oraz reakcji enzymatycznych i zapewnia przewidywalną i niezawodną absorpcję.

Wskazania:

- chirurgia żołądkowo-jelitowa
- ginekologia / położnictwo
- ortopedia
- chirurgia okulistyka
- urologia
- szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)
- podwiązki

Zalety:

- łagodne pozycjonowanie węzła
- bezproblemowe sprawdzanie stanu węzła
- wysoki potencjał podtrzymywania tkanki
- zminimalizowane ryzyko reakcji zapalnej

Cechy:

- 40-50 % zachowania początkowej siły węzła po 21 dniach
- całkowita absorpcja masy: 56 do 70 dni

Opakowanie: 1 saszetka (igła + nić)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar nici: 2/0 12mm , 2/0 17mm , 2/0 22mm , 2/0 26mm , 3/0 12mm , 3/0 17mm , 3/0 22mm , 3/0 26mm , 4/0 12mm , 4/0 17mm , 4/0 22mm , 4/0 26mm , 5/0 12mm , 5/0 17mm , 5/0 22mm , 5/0 26mm , 6/0 12mm , 6/0 17mm , 6/0 22mm , 6/0 26mm