

Link do produktu: <https://higienadent.com/wh-service-oil-f1-olej-serwisowy-do-assistina-500ml-p-3257.html>



W&H Service Oil F1 olej serwisowy do Assistina 500ml

Cena	333,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	W&H

Opis produktu

W&H Service Oil F1 olej serwisowy do smarowania końcówek stomatologicznych. Czyszczenie i konserwacja olejem Service Oil F1 wydłuża żywotność końcówek.

Zastosowanie do Assistina 301 Plus.

Assistina 301 Plus automat do szybkiego (35 sekund) smarowania i konserwacji mechanicznych końcówek stomatologicznych. Dbłość i konserwacja końcówek stomatologicznych przedłuża ich żywotność oraz sprawia, że sprzęt pracuje prawidłowo. Automat smaruje, czyści i przedmucha sprężonym powietrzem sprzęt. Pozostawia ochronną powłokę oleju na końcówkach.

Opakowanie: W&H Service Oil F1 500ml