

Link do produktu: <https://higienadent.com/wh-zestaw-czyszczacy-do-assistina-service-oil-f1-500ml-i-plyn-czyszczacy-do-koncovek-stomatologicznych-1l-p-3259.html>



W&H Zestaw czyszczący do Assistina Service Oil F1 500ml i płyn czyszczący do końcówek stomatologicznych 1l

Cena	540,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	W&H

Opis produktu

W&H Zestaw czyszczący do Assistina Service Oil F1 i 500ml płyn czyszczący do końcówek stomatologicznych 1l.

W&H Service Oil F1 olej serwisowy do smarowania końcówek stomatologicznych. Czyszczenie i konserwacja olejem Service Oil F1 wydłuża żywotność końcówek.

Zastosowanie do Assistina 301 Plus.

Assistina 301 Plus automat do szybkiego (35 sekund) smarowania i konserwacji mechanicznych końcówek stomatologicznych. Dbłość i konserwacja końcówek stomatologicznych przedłuża ich żywotność oraz sprawia, że sprzęt pracuje prawidłowo. Automat smaruje, czyści i przedmucha sprężonym powietrzem sprzęt. Pozostawia ochronną powłokę oleju na końcówkach.

Opakowanie: W&H Service Oil F1 500ml

W&H Płyn czyszczący do Assistina, przeznaczony do końcówek stomatologicznych. Skutecznie usuwa bakterie i osad.

Opakowanie: 1l