

Link do produktu: <https://higienadent.com/wiertlo-ss-white-1szt-p-3657.html>



## Wiertło SS White 1szt.

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Cena            | <b>10,65 zł</b>   |
| Cena poprzednia | <b>13,00 zł</b>   |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki    | <b>24 godziny</b> |
| Producent       | <b>SS White</b>   |

### Opis produktu

**Wiertła SS White są dostępne w ponad 1000 rozmiarach i gradacjach, oferując szeroki wybór instrumentów dostosowanych do indywidualnych preferencji.**

Zalety:

- głęboko osadzone cząsteczki diamentu dla zwiększenia trwałości i ostrego cięcia
- nie wytwarzają zauważalnych wibracji ani drgań, co poprawia komfort pacjenta i daje dobre wyniki kliniczne
- wysoka jakość
- jednolita powłoka

Rodzaje wiertel:

- FG / FINIRY 30 - nacięciowe, do końcowego opracowania kompozytu
- GF / FINIRY 12 - nacięciowe, do końcowego opracowania kompozytu
- SL RA / SL FG - przedłużone, przeznaczone dla chirurgii stomatologicznej
- GW / złote / - do opracowania pod koronę
- RA - zwykłe, krótkie węgliki spiekane
- HP - długie, na prostnice; chirurgiczne i protetyczne
- GWU - do cięcia koron

Opakowanie: 1szt w wybranym rozmiarze.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SS White:** HP-2 , HP-3