

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:54

Link do produktu: <https://higienadent.com/winter-dzwignia-korzeniowa-1szt-p-3361.html>

Winter dźwignia korzeniowa 1szt.



Cena	44,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Inny

Opis produktu

Winter dźwignia korzeniowa przeznaczona w chirurgii stomatologicznej do usuwania zębów, korzeni, zatrzymanych zębów.

Dostępna w wariantach:

- prawa,
- lewa.

Uchwyt "T", wyprodukowana z wysokiej jakości stali chirurgicznej odpornej na korozję. Długość 12cm. Wyprofilowana końcówka.

Opakowanie: 1szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: lewa , prawa