

Link do produktu: <https://higienadent.com/wklady-koronowo-korzeniowe-z-wlokna-szklanego-nordin-glassix-wklady-refill-6-szt-p-361.html>



Wkłady koronowo - korzeniowe z włókna szklanego Nordin Glassix wkłady Refill / 6 szt.

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 76,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 02-002 |
| Producent | Nordin |

Opis produktu

Nordin Glassix Refill - wkłady koronowo - korzeniowe z włókna szklanego są wysoce retencyjnym, pozbawionym zawartości metalu systemem wkładów. Są zbudowane z włókna szklanego zatopionego w żywicznej matrycy.

Cechy i zalety:

- Elastyczność wkładów Glassix jest bardziej zbliżona do elastyczności zębiny niż jest to w przypadku wkładów metalowych, znacznie lepiej przenoszą siły pochodzące z urazów.
- Wkład można łatwo wyjąć, jeśli potrzebne jest powtórne leczenie kanałowe.
- Biały, prześwitujący kolor minimalizuje możliwość wystąpienia przebarwień przy odbudowach, w których zębina jest bardzo cienka.
- Można je łatwo skrócić.
- Wkłady Glassix wiążą z cementami na bazie żywicy i wszystkimi kompozytami.

Opakowanie: Glassix 6 szt w wybranym rozmiarze (1,2,3 lub 4)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wkłady Glassix 6 szt: 01, śr. 1,05mm, dł. 20mm , 02, śr. 1,20mm, dł. 20mm , 03, śr. 1,35mm, dł. 20mm , 04, śr. 1,50mm, dł. 20mm