

Link do produktu: <https://higienadent.com/woodpecker-endometr-apex-locator-woodpex-v-1szt-p-2781.html>



Woodpecker Endometr Apex Locator Woodpex V 1szt.

Cena	1 239,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Woodpecker

Opis produktu

Woodpecker Endometr Apex Locator Woodpex V, sprzęt służący do lokalizacji wierzchołka korzenia zęba oraz mierzenia długości roboczej podczas leczenia endodontycznego.

Właściwości:

- zaawansowana technologia Woodpex V to precyzja w obsłudze i łatwe użytkowanie
- kolorowy wyświetlacz LCD 4,5 cala
- IV generacja endometrów
- perfekcyjna praca w środowisku mokrym/suchym
- bezprzewodowy
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- automatyczna kalibracja
- dokładność pomiaru
- funkcja pomiaru kanału korzeniowego
- akcesoria można sterylizować w autoklawie
- lekka konstrukcja - waga 336g
- niewielkie rozmiary - 84mm x 88mm x 112mm
- zasilanie - bateria 3,7V/750 mAh
- gwarancja 24 miesiące

Zestaw Woodpecker Endometr Apex Locator Woodpex V zawiera:

- 2x hak wargowy,
- 2x próbnik,
- 1x przewód pomiarowy,
- 1x uchwyt endodontyczny.