

Link do produktu: <https://higienadent.com/woodpecker-fast-piasek-stomatologiczny-do-piaskarki-300g-p-2426.html>



Woodpecker Fast piasek stomatologiczny do piaskarki 300g

Cena	85,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KAT00463
Producent	Woodpecker

Opis produktu

Fast piasek stomatologiczny do piaskowania urządzeniami firmy Woodpecker. Nie uszkadza powierzchni zęba, jest szybki i skuteczny.

Zawiera: wodorowęglan sodu, hydrofobowy dwutlenek krzemu, sacharynian sodu.

Twardość w skali Mohsa: 2,5

Średnia wielkość cząstek 65 µm

Opakowanie: butelka 300g (smak brzoskwinia lub cytryna)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Smak: brzoskwinia , cytryna , truskawka