

Link do produktu: <https://higienadent.com/woodpecker-mikrosilnik-endodontyczny-endoradar-plus-1szt-p-2776.html>



Woodpecker mikrosilnik Endodontyczny EndoRadar Plus 1szt.

Cena	3 299,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Woodpecker

Opis produktu

Woodpecker EndoRadar Plus mikrosilnik endodontyczny.

Właściwości:

- trzytrybowy system pracy (1. mikrosilnik, 2. endometr, 3. mikrosilnik+endometr)
- bezprzewodowy
- czytelny ekran
- ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz
- możliwość wyboru ruchu oscylacyjnego
- szeroki wybór programów, 20 najpopularniejsze systemy pilników NiTi + możliwość wprowadzenia 8 programów indywidualnych
- automatyczny antyrewers
- wbudowany endometr
- ruch recyprocalny
- mikrosilnik posiada moduł bazy stacjonarnej
- łatwa w obsłudze i czytelna baza
- tryb recyprokalny (3 zakresy: 150/30 stopni, 180/60 stopni, 10/90 stopni i obrotowy)
- kalibracja po długim użytkowaniu
- ustawianie prędkości 100-650rpm moment obrotowy 0.6-4.0N.cm
- gwarancja: 24 miesiące na bazę, 12 miesięcy na główkę mikrosilnika
- rękojeść nie nadaje się do sterylizacji, mikrosilnik i bazę można dezynfekować. Rękojeść i bazę można czyścić środkiem do dezynfekcji powierzchni narzędzi.

Narzędzia można sterylizować w autoklawie.

Zestaw zawiera:

- 2 przewody pomiarowe,
- 2 sondy,
- 4 klipsy wargowe,
- 4 uchwyty do instrumentów.