

Link do produktu: <https://higienadent.com/woodpecker-piaskarka-stomatologiczna-na-rekaw-turbinowy-ap-h-1szt-p-2446.html>



Woodpecker piaskarka stomatologiczna na rękaw turbinowy AP-H 1szt.

Cena	1 585,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001664
Producent	Woodpecker

Opis produktu

Nowoczesna piaskarka stomatologiczna na rękaw turbinowy Woodpecker AP-H o wygodnej i lekkiej konstrukcji, gwarancja wygody dla stomatologa i pacjenta.

Wykorzystuje sprężone powietrze aby wydajniej, wygodniej i jeszcze bardziej precyzyjnie oczyszczać zęby z przebarwień i je polerować.

Właściwości:

- tryb 2w1: naddziaśłowy i poddziaśłowy,
- bardziej skoncentrowana wydajność proszku - dysza małego kalibru 0,7mm,
- trzyczęściowa konstrukcja rękojeści do polerowania powietrzem, z możliwością jej odłączenia w celu konserwacji,
- dysza poddziaśłowa z możliwością obrotu o 360°,
- wylot proszku w trzech kierunkach, wylot wody w jednym kierunku, skutecznie czyści biofilmy,
- przezroczysty pojemnik na proszek umożliwia łatwiejszą obserwację pozostałego proszku,
- piaskarka pasuje do wszystkich foteli stomatologicznych,
- elastyczna i lekka konstrukcja - waga ok. 125g, łatwa regulacja kąta i elastyczna w użyciu.

Opakowanie zawiera: 1szt.