

Link do produktu: <https://higienadent.com/zarys-diconex-strzykawki-luer-lock-100-szt-p-1253.html>



Zarys DicoNex strzykawki Luer Lock / 100 szt.

Cena	17,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	003ML-3CZ-LL-BL
Producent	Zarys

Opis produktu

Zarys strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer Lock.

Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka. Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Przedłużona skala. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie. Zielony, kontrastujący tłok. Niepirogenna, nietoksyczna.

Pojemność: 3ml i 5ml

Opakowanie: 100 sztuk w wybranym rozmiarze (każda oddzielnie w opakowaniu typu blister)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strzykawka rozmiar: 3ml , 5ml